

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/vacuclave-550-wolnostojacy-p-322.html>



Vacuclave 550 wolnostojący

Cena	59 180,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	MELAG

Opis produktu

Nadchodzi coś WIELKIEGO ! Duży & Mały autoklaw.

Zamień 2 w 1 - W porównaniu z dwoma alternatywnymi małymi autoklawami, Vacuclave 550 zapewnia znacznie większą pojemność przy 40 % mniejszej powierzchni. Sterylizuj maksymalną liczbę narzędzi na minimalnej przestrzeni w rekordowo krótkim czasie.

Dzięki wyjątkowo dużej komorze i pionierskim innowacjom, z Vacuclavem 550 będziesz przygotowany do wszystkich zadań. Odkryj zalety naszego nowego 50-litrowego autoklawu do energooszczędnej, oszczędzającej czas i koszty sterylizacji Twoich narzędzi:

- **Wyjątkowa pojemność:** Więcej miejsca na załadunek o maksymalnej wadze 25 kg na 16 tacach lub w 10 boxach MELAstore.
- **Imponująca szybkość:** Opatentowana technologia komory z płaszczem ciśnieniowym zapewniająca rekordowe czasy pracy.
- **Inteligentne suszenie:** Skrócenie czasu suszenia dzięki DRYtelligence nawet o 80 %.
- **Bezkompromisowy komfort:** Bardzo duży polskojęzyczny wyświetlacz Smart-Touch dla intuicyjnej obsługi tak prostej jak smartfon.
- **Identyfikowalna dokumentacja:** Dokumentacja i zwolnienie bezpośrednio z poziomu ekranu dzięki ProControl
- **Pionierskie technologie:** Recovery, Coolify, Power Save i DRYtelligence sprawiają, że Vacuclave 550 to najczystsze rozwiązanie - dla Twojego budżetu i dla środowiska.