

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/vacuklav-40-b-evolution-z-cf-card-i-meladem40-p-267.html>



Vacuklav 40 B+ EVOLUTION z CF card i MELAdem40

Cena	26 172,74 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	MELAG

Opis produktu

Szybki Autoklaw Premium – nowość: DRYtelligence.

Idealny i praktyczny dla wszystkich klinik, które chcą wysterylizować opakowane narzędzia w 20 minut w krótkim programie B i nieopakowane w 10 minut - łącznie ze wstępną próżnią i z suszeniem. Opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu cyklu i pomaga zaoszczędzić zasoby. Specjalnie opracowane algorytmy dostosowują automatycznie czas suszenia do każdego wsadu. Intuicyjna koncepcja obsługi pozwala na łatwą i bezpieczną pracę za pomocą dużego ekranu dotykowego. Programy można wybrać szybko i intuicyjnie oraz łatwo udokumentować rezultat cyklu. Szczególnie innowacyjna jest zintegrowana funkcja zwolnienia wsadu, łącznie z identyfikacją i możliwością śledzenia narzędzi. To ważne zabezpieczenie bez dodatkowych kosztów, często cenione przez wiele placówek medycznych. Vacuklav 40 B+ Evolution jest wyposażony w wirnikową pompę próżniową chłodzoną wodą i jest przykładem dobrej jakości i niezawodności.