

Link do produktu: <https://www.sterilmed.pl/vacuklav-41-b-evolution-z-cf-card-p-265.html>



Vacuklav 41 B+ EVOLUTION z CF card

Cena	25 178,56 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	MELAG

Opis produktu

Szybki, komfortowy i wolno stojący - teraz z DRYtelligence.

Ten silny autoklaw posiada te same rekordowo szybkie cykle sterylizacyjne jak niemal identyczny Vacuklav 40 B+ Evolution. Innowacyjna technologia dwukomorowa umożliwia sterylizację narzędzi nieopakowanych już w 10 minut i opakowanych narzędzi w programie "klasy B" w 20 minut łącznie z frakcjonowaną wstępną próżnią i z suszeniem. Opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu suszenia i pomaga zaoszczędzić zasoby. Specjalnie opracowane algorytmy dostosowują automatycznie czas suszenia do każdego wsadu. Vacuklav 41 B+ Evolution posiada opatentowany system chłodzenia powietrzem, co czyni go prawdziwym autoklawem "wolno stojącym" - do instalacji potrzebne tylko gniazdko elektryczne. Szczególną zaletą jest zintegrowane oprogramowanie, które umożliwia zwolnienie, oznakowanie i śledzenie wysterylizowanych narzędzi. Stwarza zabezpieczenie dla lekarza i pacjenta. Wyjątkowo duży, kolorowy ekran dotykowy ułatwia pracę i umożliwia łatwą obsługę. Po prostu włączyć urządzenie i intuicyjnie wybrać programy - zabawnie łatwa obsługa. Tak prosta może być sterylizacja zgodna z wytycznymi ośrodków referencyjnych.