Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:23

Link do produktu: https://www.sterilmed.pl/vacuklav-43-b-evolution-z-cf-card-p-266.html



Vacuklav 43 B+ EVOLUTION z CF card

Cena	**27 430,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**MELAG**

Opis produktu

Premium, duży i wolno stojący – z nowym DRYtelligence.

Silny Vacuklav 43 B+ Evolution chłodzony powietrzem to idealne urządzenie dla wszystkich klinik, które potrzebują szybki, duży i niezawodny autoklaw bez przyłączy hydraulicznych. Głębsza komora 23 L (45 cm) oraz 8 tacek ! umożliwia sterylizację większych wsadów niż w podobnym Vacuklavie 41 B+ Evolution. Bardzo krótkie czasy sterylizacji pozwalają na zastosowanie tego autoklawu w klinkach, które chcą sterylizować liczne narzędzia w krótkim czasie. Opatentowane inteligentne suszenie DRYtelligence umożliwia skrócenie czasu pracy i oszczędza zasoby dzięki specjalnie opracowanym algorytmom, które dostosowują czas suszenia do wsadu.
Dalszą zaletą jest zintegrowane oprogramowanie, które umożliwia zwolnienie, oznakowanie i śledzenie wysterylizowanych narzędzi. Jest to zabezpieczeniem dla lekarza i pacjenta. Wyjątkowo duży, kolorowy ekran dotykowy ułatwia pracę i umożliwia łatwą obsługę. Po prostu włączyć urządzenie i intuicyjnie wybrać programy – zabawnie łatwa obsługa. Tak prosta może być sterylizacja zgodna z wytycznymi ośrodków referencyjnych.